

NIBP CUFFS



- Features:**
- Bladderless Cuffs
 - Latex Free
 - Long Lasting

1 Tube Cuffs				
				
CONNECTOR TYPE	RECTUS MALE	LUER FEMALE	SUBMIN FEMALE	DRAEGER PURPLE
INFANT	AN4022	AN4023	AN4024	AN4036
PEDI / CHILD	AN4042	AN4043	AN4044	AN4041
CHILD / SMALL ADULT	AN4015	AN4016	AN4017	AN4037
ADULT	AN4001	AN4002	AN4003	AN4038
LARGE ADULT	AN4008	AN4009	AN4010	AN4039
THIGH	AN4029	AN4030	AN4031	AN4040
COMPATIBLE	Philips Physio-Control Criticare Mindray Datascope Drager Siemens Axia	Mindray Datascope	Welch Allyn	Draeger

NIBP CUFFS




Features:

- Bladderless Cuffs
- Latex Free
- Long Lasting



2 Tube Cuffs					
CONNECTOR TYPE	SCREW FEMALE	RECTUS MALE	SUBMIN FEMALE	MATED SUBMIN	DINACLIP
INFANT	AN4025	AN4026	AN4027	AN4028	AN4049
PEDI / CHILD	AN4045	AN4046	AN4047	AN4048	AN4050
CHILD / SMALL ADULT	AN4018	AN4019	AN4020	AN4021	AN4051
ADULT	AN4004	AN4005	AN4006	AN4007	AN4052
LARGE ADULT	AN4011	AN4012	AN4013	AN4014	AN4053
THIGH	AN4032	AN4033	AN4034	AN4035	AN4054
COMPATIBLE	GE Invivo	Invico	GE	GE DaexOhmeda	GE

NIBP HOSES : 2 Tube

 AN2001 (Adult/Pedi) GE	 AN2002 (Adult/Pedi) GE Critikon	 AN2008 (Adult/Pedi) GE Datex Ohmeda	 AN2020 (Adult/Pedi) GE Critikon
 AN2006 (Adult/Pedi) GE	 AN2007 (Adult/Pedi) GE Critikon	 AN2022 (Adult/Pedi) GE Datex Ohmed	 AN2024 (Neonatal) GE Critikon
 AN2009 (Adult/Pedi) GE	 AN2010 (Adult/Pedi) GE Critikon	 AN2017 (Neonatal) GE Datex Ohmed	 AN2028 (Adult/Pedi) Welch Allyn
 AN2019 (Neonatal) GE	 AN2021 (Neonatal) GE Critikon		

NIBP HOSES : 1 Tube



 AN2003 (Adult/Pedi) Mindray/Datascope	 AN2018 (Neonatal) Mindray/Datascope	 AN2004 (Adult/Pedi) Datascope	 AN2023 (Neonatal) Datascope	 AN2015 (Adult/Pedi) Mindray	 AN2014 (Neonatal) Mindray
 AN2011 (Adult/Pedi) Philips	 AN2016 (Neonatal) Philips	 AN2012 (Adult/Pedi) Drager	 AN2029 (Neonatal) Drager	 AN2005 (Adult/Pedi) Welch Allyn	 TBD (Neonatal) Welch Allyn
 AN2027 (Adult/Pedi) Zoll	 TBD (Neonatal) Zoll	 AN2025 (Adult/Pedi) Physio-Control	 AN2026 (Adult/Pedi) Physio-Control	 AN2013 (Adult/Pedi) Axia	

NIBP CONNECTORS



AN3001



AN3002



AN3003



AN3004



AN3005




AN3006



AN3007



AN3008



AN3009



AN3010



AN3011



AN3012



AN3013



AN3014



AN3015

AN3016

AN3017

AN3018

1 TUBE NIBP CUFFS

Connector	INFANT	PEDI / CHILD	CHILD / SMALL ADULT	ADULT	LARGE ADULT	THIGH	MANUFACTURER
RECTUS MALE 	 AN4022	 AN4042	 AN4015	 AN4001	 AN4008	 AN4029	Philips Physio-Control Criticare Mindray/Datascope Drager/Siemens Axia
LUER-FEMALE 	 AN4023	 AN4043	 AN4016	 AN4002	 AN4009	 AN4030	Mindray/Datascope
SUBMIN-FEMALE 	 AN4024	 AN4044	 AN4017	 AN4003	 AN4010	 AN4031	Welch Allyn
Draeger Purple 	 AN4036	 AN4041	 AN4037	 AN4038	 AN4039	 AN4040	Draeger

2 TUBE NIBP CUFFS

CONNECTOR	INFANT	PEDI / CHILD	CHILD / SMALL ADULT	ADULT	LARGE ADULT	THIGH	MANUFACTURER
SCREW-FEMALE 	 AN4025	 AN4045	 AN4018	 AN4004	 AN4011	 AN4032	GE Invivo
RECTUS-MALE 	 AN4026	 AN4046	 AN4019	 AN4005	 AN4012	 AN4033	Invivo
SUBMIN-FEMALE 	 AN4027	 AN4047	 AN4020	 AN4006	 AN4013	 AN4034	GE
MATED-SUBMIN  	 AN4028	 AN4048	 AN4021	 AN4007	 AN4014	 AN4035	GE GE /Datex-Ohmeda